



# FreeStyle Libre 2

SISTEM ZA NADZOR GLUKOZE

Vodnik za hiter začetek



## Pregled nastavitev


Za popolna sistemska navodila in informacije glejte priročnik za uporabo.



## 1 Sestavite in namestite senzor na svoje telo

Pripravite se

### KORAK 1



Izberite mesto na hrbtni strani nadlakti.


**Opomba:** Izogibajte se brazgotinam, madežem, strijam, bulicam in mestom injiciranja insulina. Da preprečite draženje kože, obračajte mesta med aplikacijami. Upoštevajte svoje udobje in dejavnosti.

### KORAK 2



Mesto operite z navadnim milom, posušite in nato očistite z alkoholno krpico. Pred nadaljevanjem pustite, da se ta predel kože posuši na zraku.

### KORAK 3




Pokrov popolnoma odlepите s senzorskega paketa. Odvijte pokrovček z aplikatorja senzorja.

**POZOR:** Kode senzorjev se morajo ujemati na paketu senzorja in aplikatorju senzorja.




Priprava aplikatorja senzorja

### KORAK 4



Poravnajte črto na aplikatorju senzorja s črto na paketu senzorja. Na trdi površini močno pritisnite na aplikator, dokler se ne ustavi.

### KORAK 5



Dvignite aplikator senzorja iz paketa senzorja.

### KORAK 6




Aplikator senzorja je pripravljen za uporabo senzorja.

**POZOR:** Aplikator senzorja zdaj vsebuje iglo. Ne dotikajte se notranjega aplikatorja senzorja in ga ne vračajte nazaj v paket senzorja.

Uporabite senzor


### KORAK 7



Položite aplikator nad mesto in ga trdno potisnite navzdol, da nanesete senzor.


**POZOR:** Aplikatorja senzorja ne potiskajte navzdol, dokler ga ne položite na pripravljeno mesto, da preprečite nenamerne rezultate ali poškodbe.

### KORAK 8



Nežno potegnite aplikator senzorja stran od telesa.

### KORAK 9




Prepričajte se, da je senzor pritrjen. Odvrzite uporabljeni paket senzorja in aplikator senzorja. Glejte poglavje *Odstranjevanje* v priročniku za uporabo.



## 2 Zaženite nov senzor s čitalnikom


### KORAK 1



Pritisnite gumb Home (Domov), da vklopite čitalnik.

**Opomba:** Če prvič uporabljate čitalnik, sledite navodilom za nastavitve datuma in časa.

### KORAK 2



Dotaknite se **Start New Sensor** (Zaženi novi senzor).

### KORAK 3



Za skeniranje držite čitalnik na razdalji 4 cm (1,5 palca) od senzorja. Senzor lahko uporabite za preverjanje glukoze po 60 minutah.



## 3 Preverite svojo glukozo

### KORAK 1



Pritisnite gumb Home (Domov), da vklopite čitalnik.

### KORAK 2




Za skeniranje držite čitalnik na razdalji 4 cm (1,5 palca) od senzorja.

### KORAK 3

**Sporočilo**  
Dotaknite se za več informacij

**Trenutna glukoza**  
Glukoza iz zadnjega odčitavanja




Puščica za trend glukoze	Kaj to pomeni?
↑	Glukoza hitro narašča
↗	Glukoza narašča
→	Glukoza se počasi spreminja
↘	Glukoza pada
↓	Glukoza hitro pada

Čitalnik kaže vaše odčitavanja glukoze. To vključuje vaš trenutni grafikon glukoze, puščico za trend glukoze in grafikon glukoze.

## Nastavitev alarmov


Senzor samodejno komunicira s čitalnikom in lahko sproži alarme za glukozo, če pritisnete **ON** (VKLOP). Alarmi so privzeto nastavljeni na **OFF** (IZKLOP). Če želite alarme prestaviti na **ON** (VKLOP) ali spremeniti njihove nastavitve, sledite tem korakom.

### KORAK 1




Pritisnite gumb Home (Domov), da odprete začetni zaslon. Pritisnite .

### KORAK 2



Dotaknite se **Alarms** (Alarmi) in nato **Change Alarm Settings** (Spremeni nastavitve alarma).

### KORAK 3



Obvesti vas, ko je glukoza nad nivojem, ki ste ga določili.


Obvesti vas, ko je glukoza pod nivojem, ki ste ga določili.

Obvesti vas, ko senzor ne komunicira s čitalnikom in da ne dobivate nizkih ali visokih alarmov glukoze.


Izberite in nastavite alarme. Če želite shraniti, se dotaknite **done** (končano). **Opomba:** Ko prvič vklopite Low Glucose Alarm (Alarm za nizko glukozo) ali High Glucose Alarm (Alarm za visoko glukozo), se bo samodejno vklopil tudi Signal Loss Alarm (Alarm za izgubo alarma). Dotaknite se **Signal Loss Alarm** (Alarm za izgubo alarma), da ga izklopite.

## Uporaba alarmov

Senzor morate skenirati, da vidite odčitek glukoze.




Dotaknite se možnosti **Dismiss Alarm & Check Glucose** (Zavrzi alarm in preveri glukozo) ali pritisnite gumb Home (Domov), da izključite alarm in preverite glukozo.



Dotaknite se **No** (Ne), da zavrnete alarm.

Dotaknite se možnosti **Yes** (Da) ali pritisnite gumb Home (Domov), da izključite alarm in skenirate senzor.



Ko je alarm **vklopljen**, se na domačem zaslonu prikaže zvok/vibracije in stanje signala.

Simbol	Kaj to pomeni?
	Zvok in vibracije <b>VKLOPLJENI</b>
	Zvok in vibracije <b>IZKLOPLJENI</b>
	Senzor, ki komunicira s čitalnikom
	Senzor ne komunicira s čitalnikom

Za dodatne simbole glejte Navodila za uporabo.

Če ste upoštevali navodila, opisana v navodilih za uporabo, in imate še vedno težave pri vzpostavljanju sistema ali če imate simptome, ki niso skladni z vašim spremljanjem glukoze, se obrnite na zdravstvenega delavca.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott.  
©2019-2022 Abbott ART41106-032 Rev. A 09/22

EC REP

Abbott B.V.  
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp,  
The Netherlands

i

CE  
2797

Abbott Diabetes Care Ltd.  
Range Road  
Witney Oxon  
OX29 0YL, UK

Abbott